

RAMPES TRANSPORTABLES

Les rampes sont utiles pour franchir des marches ou des bordures, aider des utilisateurs de fauteuil roulant à monter dans des véhicules, ou quand il est nécessaires de compenser de petites différences de niveaux.

03 26 79 65 43
contact@adaptservices.fr
www.adaptservices.fr



Rampe fixe

Idéale pour des hauteurs de marche semblables, avec un poids minimum et un usage souvent au même endroit.



Rampe télescopique

Une rampe réglable qui peut être utilisée presque partout et à différentes hauteurs, là où la hauteur et le poids peuvent varier. Prend peu de place une fois repliée.



Rampe pliante

Idéale pour des hauteurs de marche semblables. Prend peu de place quand elle est rangée et est plus facile à transporter qu'une rampe fixe.

Réf. des articles	Longueur en mm	Poids en kg/pièce	Charge maximale en kg/jeu	Réf. des articles	Longueur en mm	Poids en kg/pièce	Charge maximale en kg/jeu
30000-050	500	1,5	350	30020-110	1100/580	4,0	350
30000-105	1050	3,2	350	30020-160	1600/830	5,7	350
30000-130	1300	3,9	350	30020-210	2100/1080	7,2	350
30000-155	1550	4,7	350	30020-260	2600/1330	8,6	200
30000-200	2000	6,0	200	30020-310	3100/1580	10,1	200